

3年もの時間をかけて、テスト、修正、改善、改正を繰り返し、最高品質を追求してきました。

私たちは、この機械が同類の機械の中で最も品質が高いものだと確信しております。

信頼と最高品質の医療技術をお届けいたします。



## La Racine ADH推奨注射剤

# ボツリヌストキシン製剤治療

業界初の画期的な技術  
32G-9針を使用

La Racine ADH第三世代水光注射器は、ボツリヌストキシン製剤治療、毛髪再生療法、顔の若返り治療などに特化した機械です。『針の刺入深度』『一回あたりの注射量』を非常に正確にコントロールでき、また、これまでの機種に比べて、注射薬の漏れが無く、狙った皮膚層に確実に注射薬を届けることができるため、薬剤の最大限の効果を発揮させます。

注射深度

注射量を  
コントロール

薬剤の  
漏れが無い

使用方法例：ボツリヌストキシン製剤ADH注射器を使用する事で、低侵襲で、極少量で顔全体の引き締めをすることができます。

製品名	La Racine AUTOMATED DERMAL HYDRATOR (ADH)
製品規格	ISO 10993生体適合性試験 IEC 60601-1医療用電気機器の安全性 / EMC IEC 60601-1-6 医療用機器のユーザビリティエンジニアリング IEC 62304医療用機器ソフトウェアソフトウェアライフサイクルプロセス 動物実験
操作モード	間接、連続、快速三つのモード
針の選択肢	単針、9ピン針
グリップ重さ	軽量型(642g)
グリップケーブル	医療用TPE素材を使用。使用可能年数は通常の線材の3倍となり、分解による有害物質の放出はない
フィルター	特許取得分離式フィルター：完全にクリーニングことができ、血液で汚染されるリスクを避ける
運転時騒音	低騒音(52-54dB)人体に影響を及ぼすことのない基準に準ずる
データ保存	ワイヤレスデータ転送機能により医療データを保存し、情報管理の利便性を高める
注入深度正確性	±0.1 mm(業界最高レベル)
注入量正確性	±2 ul(業界最高レベル、120ショットの正確な注射ができ、治療効果を高める)
電源	IEC 60601-1医療用電気機器の安全性基準に準ずる、安全かつ安定の状態を提供する
価格	\$11500

 DAG Regenerative Engineering Pte Ltd

DAG Regenerative Engineering Pte Ltd  
41 Middle RoadGSM Building#06-06Singapore 188976  
TEL : 66983628  
URL : <http://www.dag-regen.com>  
info@dag-regen.com

La Racine™

# ADH

## AUTOMATED DERMAL HYDRATOR

最新第三世代 革新技術 自動精工水光注射器

深度調節

注入量の正確性

注射剤漏れ防止

低侵襲

最小限の痛み



La Racine ADHは最新世代のMIS\*美容医療用水光注射器です。  
自動負圧吸引技術により、皮下に注射剤をバランスよく注入できます。  
注射頻度、量の調節も安定して行いやすく、  
より専門性の高いMIS\*美容医療の世界に触れて頂けるはず。